

MONITEUR GIMA VITAL PRO

Le Vital Pro Monitor est un moniteur patient multiparamètre qui mesure les paramètres physiologiques suivants : **mesure non invasive de la pression artérielle (PNI), saturation en oxygène (SpO₂), électrocardiographie (ECG) et température (TEMP).**

Propriétés:

Écran LCD 3,5" avec **grands chiffres**

Affichage des enregistrements sous forme d'onde, liste et graphique de tendance

Port USB pour le transfert de données et **la mise à niveau logicielle**

Caractéristiques techniques :

Tension artérielle Méthode de mesure : Oscillométrique
 Modi : Manuel, Auto, STAT
 Messbereich : SYS mmHg : (Adulte 40-275)
 (Pédiatrique 40-200) (Nouveau-né 40-135)
 PMA mmHg : (Adulte 20-230) (Pédiatrique 20-165)
 (Nouveau-né 20-110)
 DIA mmHg : (Adulte 10-210) (Pédiatrique 10-150)
 (Nouveau-né 10-95)

SpO₂ Plage de mesure : 35% ~ 100% ± 3% (entre 70 et 100%)

Faible puissance de perfusion : < 0,4 %

Pouls 30 ~ 240 BPM ± 2 BPM / 2 %

ÉLECTROCARDIOGRAMME Fréquence cardiaque de l'écran : 15~130 bpm ± 1% ou ± 2 bpm
 Alarme si aucun battement de cœur dans les 10 s
 Sensibilité : x1/4, x1/2, x1, x2
 Vitesse : 25 mm/s

Accessoires standard :

Doigt SpO₂ adulte, brassard de tensiomètre pour adultes, sonde de température, câble ECG + 10 électrodes ECG, batterie lithium-ion (11,1 V, 4400 mAh), cordon d'alimentation (100-240 V, 50/60 Hz), jaquette, Mode d'emploi (GB, FR, IT, ES, D (bientôt))

Accessoires en option :

Chariot d'équipement



N° d'article : 35124



N° d'article : 35127

MEDICARE AG

Hauptstrasse 51, 5024 Küttigen, tél. 044 482 482 6 / fax 044 482 74 88

info@medicareag.ch / www.medicareag.ch