

Treten Sie ein in die Welt von Cardioline

Walk200b


Ambulanter Blutdruckmessgerät



- Blutdruckmessgerät zeichnet bis zu 24 Stunden auf. Erhältlich mit Bluetooth- oder USB-Konnektivität.
- Kompatibel mit der Analysesoftware Cardioline CubeABPM.
- Einfach zu bedienende, kleine, leichte und geräuschlose Pumpe zur Maximierung des Patientenkomforts.
- Selbstadaptierender Algorithmus zur Steuerung des Aufblasens der Manschette.
- LCD-Bildschirm zur Anzeige von Messwerten und Servicemeldungen.
- Möglichkeit, Ereignisse während der gesamten Aufzeichnung manuell aufzuzeichnen.

Technische Daten

Methode	Oszillometrisch
Druck-Wertebereich	Systolisch von 60 bis 290 mmHg Diastolisch von 30 bis 195 mmHg
Pulsbereich	30 bis 240 Schläge pro Minute
Messbereich	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 90 und 120 Minuten
Messprotokoll	2 editierbare Intervallgruppen
Speicherkapazität	300 Messungen
Datenübertragung	Bluetooth (Klasse 1 / 100 m) USB (optional)
Batteriekapazität	> 300 Messungen
Abmessungen	128 x 75 x 30 mm
Gewicht	240 g mit Batterien



Stand-alone-Nutzung : Prüfungen können von Rekordern über Bluetooth oder USB-Kabel in die CubeABPM-Software heruntergeladen, um analysiert, gemeldet und archiviert zu werden.

Telemedizinische Anwendungen:

Die Untersuchungen können von den Rekordern heruntergeladen und zur Analyse an das Web-ABPM von Cardioline gesendet werden.

